

スマート体組成計2

セットアップガイド

ご利用開始までの手順

画面はすべてイメージです。

A パーソナルカラダサポートアプリを使って初期設定する方法 Bluetooth®を使ってスマホから設定が可能です。

① アプリダウンロード&ログイン



● ウェルカムメールのURLまたはQRコードからアプリをダウンロードしてください。

● アプリを起動し、画面に従ってログインしてください。
Wi-Fiをオフにするとかんたんにログインできます。

② 画面オン



● 本機に電池パックを取り付けると自動的に電源ONになります。

● 平らな場所に置き、本機おもて面のいずれかのキーを押します。
● Bluetooth®アイコンが表示されていない場合は、[クリア] を数回押して、画面に表示させます。



③ 体組成計連携

初めてアプリを利用する場合



すでにアプリを利用している場合



④ ペ어링設定

● カラダサポートアプリと体組成計のペアリングを行います。



● Bluetooth®アイコンの表示手順は「②画面オン」を参照ください。


● 体組成計に表示されたペアリングコードを入力します。

⑤ ユーザー情報の入力

● ユーザー名、生年月日、性別、身長を入力します。



⑥ 個人データ登録 (初回測定)



“平らな床に置きましょう”

● [OK] キーを押します。
● 個人データ登録のため、裸足で本体に乗ってください。
● ピーと音が鳴ったら終了です。
● 本機の情報を入力します。
● 完了するとホーム画面に戻ります。

B 本体操作で初期設定する方法 音声ガイダンスを聞きながら設定が可能です。

① 画面オン



● 本機に電池パックを取り付けると自動的に電源ONになります。

● 平らな場所に置き、本機おもて面のいずれかのキーを押します。


② ユーザー情報の入力



● 本体の [∧] [V] と [OK] キーを使用して、生年月日、性別、身長を1つずつ設定します。

※初めて登録するユーザー番号は1になります。
※ユーザー2~4を登録する場合は、画面が消えている状態から [OK] を押し画面を表示させ、さらに [OK] を2回押します。その後登録したいユーザー番号を選択し [OK] を押し、ユーザー情報の入力を行います。

③ 個人データ登録 (初回測定)



“平らな床に置きましょう”



● 個人データ登録のため、裸足で本体に乗ってください。
● ピーと音が鳴ったら終了です。

④ 測定データの確認

● 測定結果を確認できます。



